

Zu befundene Patienten

Hiermit rufen Sie die **Hilfe** zu dieser Seite auf!

Über die Steuerelemente „Modus“, „Befundstatus“, Datumsbereich „von“ „bis“, „Erstbefunder anzeigen“, „Konkordanz“, „Evident“ können Sie einen **individuellen Filter** für die Liste **setzen**.

Die Box bei „Konkordanz“ ist markiert, wenn alle Werte konkordant sind. Wenn man die Box bei „Evident“ markiert, ist der Patient über den Modus „Evidenz“ aufrufbar. Bei „2.BIRADS“ und „2.ACR“ kann der Zweitbefunder seine Werte eintragen.

Hier finden Sie alle Informationen die bereits bei dem jeweiligen Patienten eingetragen wurden bzw. welche noch ausgefüllt werden müssen.

[Startseite] [Terminsuche] [Terminstatus] [Bilder und Befunde] [zu befundene Patienten] [Zweitbefundung] [Hilfe] Test Fax [Abmelden]

WEB telework > Zweitbefundung

Modus: Befundstatus: von: bis: Erstbef. anzeigen Konkor. Evident

Patient	Unt.datum	Arzt 1	Arzt 2	Konkor.	Evident	Unters.	Befund	2. BIRADS	2. ACR	US indiziert	Bild
Test Abc, Frau:21.10.1988	16.08.2013	ar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mamsor	Korrektur	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="angefordert"/>

Hier können Sie den Bericht anzeigen lassen:

US BIRADS

Ultraschall BIRADS-Ergebnis

End BIRADS

Endergebnis BIRADS-Ergebnis

Inakzeptabel

Zumindest eine Aufnahme war radiologisch inakzeptabel

Med. Zusatzaufnahme

Aus medizinischen bzw. anatomischen Gründen wurden mammographische Zusatzaufnahmen durchgeführt

Wiederbestellung

Grund für eine Wiederbestellung

US Grund

Ultraschall Grund der Untersuchung

End ACR

Endergebnis ACR-Parenchymdichte

Techn. Zusatzaufnahme

Zumindest eine Aufnahme musste aus technischen Gründen wiederholt werden

Vorgehen

weiteres Vorgehen

End Doppelbefundung

Endergebnis Art der Doppelbefundung

Änderung von Vorgehen erfolgreich

Wenn Sie den Filter gesetzt haben, klicken Sie auf den Button „anzeigen“ um die **Liste neu zu laden**.

Bildeinsicht öffnen

Wenn von einem Arzt Ultraschall angefordert wurde, ist diese Box markiert.

In diesem Feld, steht welche Aktion Sie gerade durchgeführt haben. Zum Beispiel, dass Sie weinen Wert im Feld „Vorgehen“ erfolgreich geändert haben.